



www.azuropool.ru
г. Москва,
ул. Нагатинская, д. 28, кор.3
Тел. (495) 792-53-54 / 55
Тел. 8 (967) 184-72-35

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окситест

порошкообразный препарат на основе "активного" кислорода.

Упаковка: 0,8 и 3,6 кг

Назначение: быстрая "безхлорная" дезинфекция по методу "активного" кислорода. Препарат немедленно действует против широкого спектра бактерий, вирусов, микробов. Препарат нейтрален, абсолютно непенящийся.

Применение: порошок добавляется непосредственно в воду бассейна во время работы циркуляционного насоса.

Рекомендуемые дозировки:

- 1) текущая обработка - 50-75 г на 10 м³ воды еженедельно. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 7 часов.
- 2) "ударная" обработка - 150 г на 10 м³ воды. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 18 часов.

Контроль дозировки Окситеста проводится спустя 1-2 часа после использования препарата с помощью тестера кислорода, содержание которого в воде бассейна должно быть не менее 8 мг/л, при меньшем значении увеличить дозировку.

Меры предосторожности:

- беречь от детей;
- при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу;
- не смешивать с другими химическими препаратами.

Состав: содержание активного кислорода - не менее 16%.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Условия хранения: хранить при t не выше 30°C в сухом помещении и герметично закрытой упаковке; вдали от щелочей, хлорсодержащих препаратов и горючих веществ.

Дозировка, г	Объём бассейна, м ³					
	до 20	до 40	до 60	до 80	до 100	до 120
текущая дезинфекция	120	240	360	480	600	720
"ударная" дезинфекция	300	600	900	1200	1500	1800